

“以旧换新”今起65个点可办

本市新增10家血压计“以旧换新”兑换点，网点覆盖申城13个区

科技前沿

水银血压计淡出美国市场

如今，医疗无汞化逐渐成为国际医疗卫生安全的标准之一。2007年底，美国已经有13个州通过立法，禁止使用含汞温度计，替代之以更安全的电子产品。包括瑞典、荷兰和丹麦在内的一些欧洲国家也已经禁止使用含汞温度计、血压测量器械以及其他含汞设备。欧洲议会也通过立法，禁止欧盟各国使用含汞温度计。

美国自然资源保护委员会顾问 David J Lennett 认为，世界上大的汞输出国将会陷入尴尬。因为欧洲从2011年、美国从2013年开始，“整个汞产品进口会被禁止，使它不再出现在市场当中”。世卫组织也建立起全球的汞消除计划，目标是2017年在全球减少含汞体温计和血压计需求的70%。

健康小贴士

水银外泄危害人体健康

水银如果泄漏，掉在地上会形成许多水银珠，很快就会挥发到空气中，水银蒸气有很大的毒性，通过人的呼吸道可进入神经系统，使人中毒。如果不小心碰到皮肤上也能进入人体，危害人体的健康。水银中毒的临床表现有：全身症状为头痛、头昏、乏力、发热。口腔及消化道症状表现为齿龈红肿酸痛、牙齿松动，口腔有臭味，并有恶心、呕吐、腹泻。少数患者可有肾损害，个别严重者可有咳嗽、胸痛、紺紫等急性间质性肺炎的表现。

血压计“以旧换新”活动已在本市全面展开，活动开展两周来，55家兑换点的换购数据均创造新高，近千名消费者受益，

换购到九安新一代电子血压计。据活动负责人介绍：55个点听起来很多，但是和申城多达2500万的人口相比，还是显得

太少，所以活动组织单位又新增了10个兑换点，希望能最大限度地满足广大市民需求。同时提醒广大消费者，务必提前拨打

活动热线，问清楚详细地址和乘车路线，尤其是此次新增的10个兑换点，以免跑了冤枉路。咨询热线：400-070-3336

旧血压计最高可抵100元 引发市民换购热

血压计“以旧换新”活动一经推出，便引发了申城市民的换购热潮。各兑换点上报的数据显示，活动开展两周来，已有近千名消费者兑换到新一代电子血压计。据活动负责人介绍，随着家庭自测血压的提倡，很多人选择自己在家检测血压，但是这类检测产品过了使用期后去向十分混乱，不是超期带病服役，就是被闲置在家；同时这些产品中含有大量

有毒物质，比如重金属汞，对人体的危害极大。

此次以旧换新活动，申城共设65家兑换点。如果市民家中有水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置及损坏的血压计，都可以到活动指定地点参加以旧换新活动，最高可享受100元的优惠补贴。同时提醒广大消费者，为免跑冤枉路，务必拨打活动热线400-070-3336咨询详情。



旧血压计到底换还是不换？

随着血压计“以旧换新”活动展开，很多人家里的旧血压计犯了愁，到底换还是不换呢？

水银血压计必须换

当电子血压计逐渐走进百姓家庭和日常生活时，水银血压计的各种弊端开始凸显出来：

第一、操作复杂。水银血压计需要同时听和看，这对于很多

老年人来讲是非常不方便的，往往是听了看不了，看了听不了，而且操作需要具备一定的专业知识，这也是普通人所不具备的。

第二、校准难。水银血压计要求每半年校准一次，目前国内很少有专业的水银血压计的校准单位，一些专业的校准单位也是不向普通人开放的，所以家庭用水银血压计很难得到校准，准确

度就大打折扣。

第三、水银污染。水银血压计用的是水银，即我们常说的重金属汞，汞具有挥发性，被人体吸收后，不易降解，排泄很慢，特别是容易在脑中积累，毒性很大。所以日常生活中如果过多接触，后果会很严重。

电子血压计分别对待

电子血压计不存在以上水银的问题，更换的理由有两点：

其一、电子类产品的使用寿命

一般为7-8年，如果家里的电子血压计用了好多年，说明已经到了使用寿命，此时参加活动，还可享受优惠，是非常合适的。

其二、半自动换全自动、功能单一换功能强大等个性化需求，也很划算。



本市上周四对外公布了血压计以旧换新活动实施的消息，这一消息有望让血压计回收难的问题得到缓解。

血压计属于医疗计量器具，一旦准确性出现问题，比垃圾还害人，因为只有准确的检测数值提供给医生，才能给医生正确诊断提供可靠依据。

很多患者家里用的血压计，

无论是水银还是电子的，准确性和医院几乎一样，但是最大的问

题在于保养和校准。由于水银具有挥发性，水银血压计应每年经过法定计量单位检定合格后方可使用，而很多用户不知道这点，就算知道，也难找到校准的地方。

电子血压计也需要1-2年校准一次，但市面上部分电子血压计的厂家，没有足够的实力提供长期的售后服务，导致很多电子血压计带病工作；另外，电子产品使用寿命在7-8年左右，目前很多家庭的血压计都是在超期服役。由于经济条件等多种因素，导致旧血压计无法得到回收。虽然很多家庭意识到需要更新了，但是都有这样的思想：血压计没有坏，还能凑乎用，扔掉可惜。此次以旧换新活动规定：旧血压计最高可抵价100元，则很好地解决了这一问题，打消了大家的顾虑，可以说是一项利民的好举措。

血压计“以旧换新”利民好举措

持任意品牌旧的血压计，包括水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置血压计、损坏的血压计，到活动指定地点换九安指定型号全自动血压计，可抵100元，非指定型号抵价50元。（注：九安半自动电子血压计不参加本次活动）

九安荣誉：欧盟认证、美国FDA认证、英国BHS认证、出口欧美

九安电子血压计特点

●个性化智能加压
●独有的心律不齐检测功能
●带有时间的60次记忆功能
●大屏幕血压分区提示，一目了然


咨询热线：
400-070-3336

CE0197 FDA 天津九安医疗电子股份有限公司 股票代码 002432
血压计升级，九安医疗推出新一代电子血压计！

旧血压计抵价100元

持任意品牌旧的血压计，包括水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置血压计、损坏的血压计，到活动指定地点换九安指定型号全自动血压计，可抵100元，非指定型号抵价50元。（注：九安半自动电子血压计不参加本次活动）

九安荣誉：欧盟认证、美国FDA认证、英国BHS认证、出口欧美



- 活动地址
- 周家嘴路店 周家嘴路460号(通州路口)
 - 新村路店 新村路407号(志丹路口)
 - 陆家浜路店 陆家浜路915号(近大兴街)
 - 浦东长清路店 长清路12号(近耀华路口)
 - 浦东南路店 浦东南路1630号(近浦电路)

- 乐购连锁超市
- 莘庄店：七莘路695号近疏影路
 - 莘松店：莘松路855号(肯德基旁)
 - 卢湾店：肇嘉浜路128号卢湾体育馆
- 欧尚连锁超市(家电部)
- 嘉定店：博乐路99号(近塔城路口)
 - 中原店：中原路102号(近明星路口)
 - 长阳店：长阳路1750号(近临青路)
 - 闵行店：东川路2092号(近沪闵路)

- 卜峰莲花连锁超市(五金部)
- 杨高北店、杨高中店、杨高南店、曹安店、上南店、奉贤店、川沙店、新港店、岳阳店、文诚店、保德店、新镇店、吴中店、天山店、浦江店、周家嘴路店
- 药店
- 杨浦益丰大药房(松花江路287号)
 - 七宝益丰大药房(新镇路1048号)

- 浦东开心人大药房(博兴路352号)
- 康乾大药房(殷高西路510号)
- 芝林大药房(岳州路58号)
- 富民大药房(上南路1071号近昌里路)
- 布衣大药房(闻喜路1220号近三泉路)
- 好运大药房(万荣路73号近延长路)
- 蔡同德堂(南京路店3层九安专柜)
- 宝丰曹杨大药房(曹杨路926号近枫桥路)
- 宝丰共康大药房(长临路800号近共康路)
- 民心大药房(牡丹江路1188号近双城路)

- 市民大药房(邯郸路50号)
- 华源大药房惠源店(包头路785号)
- 国大药房东盛店(平凉路1489号)
- 国大药房七宝店(佳宝一村1-51号)
- 上虹莘庄店(莘中路98号)
- 上虹剑川店(吴泾剑川路131号)
- 康复之家连锁(龙漕路/苗圃路/长江西路/海宁路/平江路/仙霞路/新村路/芷江中路/政民路)