

“以旧换新”仅剩最后4天

血压计“以旧换新”20日正式结束
最后4天增加1条热线
每天延长3小时接受咨询

今日关注

血压计“以旧换新”活动从本月12日起正式进入倒计时以来，每天的兑换量都严重超标。活动负责人介绍：设立在一些社区集中的兑换点，全部出现断货；同时来自提供此次兑换活动所需电子血压计的九安医疗的数

据显示，他们经典的几款型号：KD-591、KD-5031已经基本售罄，目前他们正在和北京、广州、深圳等几个大的经销商联系，保证上海活动结束前不缺货。活动负责人认为这是预料中的结果，因为公布了最后的活动结束时间，大家都担心

自己失去最后的机会，都来赶搭“末班车”，出现集中兑换高潮是必然的。

该负责人最后说：随着生活水平的不断提高，人们对健康的要求也有了更高的标准，血压计作为很多家庭的生活必需品，安全已经排在了第一位，

水银的危害也被公众日益认可，所以类似这样的活动，绝对不是最后一次，这应该成为一个环保公益事业长期做下去。同时该负责人呼吁全社会一起努力，共同关注汞污染，最后他对此次活动提供大力帮助的九安医疗表示感谢。



增加1条热线，每天延长3小时服务

血压计“以旧换新”活动距离1月20日正式结束仅剩4天时间，为期1个多月的“以旧换新”活动即将落下帷幕，如果市民因为种种原因没能及时参与，那么最后4天将是兑换的最后机会。为保证有需要的市民能够抓住这最后的机会，组织者决定增加1条咨询热线，并

且每天延长3小时咨询服务时间，定为早8:00至晚9:00，保证广大市民能清楚了解离自己最近兑换点的具体地址。是否还可以“以旧换新”，兑换点的上下班时间等等问题，方便大家以最快捷的方式兑换到血压计。咨询热线：65375126 65375199 55068791

与年货同行，“以旧换新”置办的是安全、健康和实惠 “以旧换新”本周谢幕，市民争搭末班车

“血压计以旧换新，辞旧迎新年”是最近申城市民极热点、极其关心的话题了，该活动将在本周五落下帷幕，与市民置办年货同行，成为了很多家庭健康实惠的送礼首选。很多人不禁要问，为什么“以旧换新”会受到如此强烈的关注呢？就这一问题，此次“以旧换新”活动的负责人胡光伟先生表示，首先向大家对于活动的支持致以感谢，同时，胡先生指出了此次活动备受关注的三个主要原因。

首先，人们的健康意识、环保意识空前强大

随着生活水平的日益提高，

饮食、家居、出行等等目前涉及生活方方面面的领域都讲究安全、绿色、环保，健康行业更不例外，人们对健康的要求已经不仅仅停留在治疗疾病，健康的生活成为了新的追求，而血压计作为生活必需品，汞的污染和危害也已经逐渐被人们所熟知，大家迫切需求一种更安全更环保的替代品。

其次，电子血压计的技术已经非常完美，完全可以满足消费需求

从20世纪中叶开始，电子血压计如雨后天晴般的在社会上出现，这就使得血压计的精确度

以及使用便利性两方面得到了快速发展，到今天已经是非常成熟的技术行业，完全可以满足各种需求，只是我国的电子血压计起步较晚，人民群众的认识还有所欠缺，但是在一些发达的大城市，如北京、上海、广州、深圳，已经具备了相当的客户群。

第三，优惠非常实在

九安医疗作为专业生产和销售电子血压计的企业，具备了相当的实力和规模，很多申城老年的九安血压计使用者都知道，九安产品的价格合理稳定，好多型号的血压计价格多年未变，例如KD-591型，399元的价格，至少



销售了3年，此次以旧换新减免50元，让大家确实感受到了实惠，这的确是前所未有的。

胡先生认为，正是基于以上三方面的原因，才导致了此次“以旧换新”受到广泛关注，此次血压计“以旧换新”活动，获得如此热烈的社会响应，更加坚定了我们倡导“无汞”生活的信心和决心，这将成为一项有意义的、具有前瞻性的环保公益举措。

科技前沿

水银血压计淡出美国市场

如今，医疗无汞化逐渐成为国际医疗卫生安全标准之一。2007年底，美国已经有13个州通过立法，禁止使用含汞温度计，替代之以更安全的电子产品。包括瑞典、荷兰和丹麦在内的一些欧洲国家也已经禁止使用含汞温度计、血压测量器械以及许多其他含汞设备。欧盟委员会也已经通过立法，禁止欧盟各国使用含汞温度计。

美国自然资源保护委员会顾问大卫·利奈特(David J. Lenett)认为，很多世界上大的汞输出国极可能陷入尴尬。因为欧洲从2011年开始，美国从2013年开始，“整个汞产品的进口会被禁止，使它不再出现在市场当中”。世界卫生组织也建立起一个全球的汞消除计划，目标是在2017年全球减少含汞体温计和血压计需求的70%。

紧急提醒

严防兑换过程中的水银泄漏

根据各兑换点提交的统计数据，上周前来“以旧换新”的旧血压计仍然以水银居多，表明大家都已经意识到水银血压计的危害，而另一方面，这其中也不乏隐患，据兑换点工作人员介绍，大多用水银血压计兑换的消费者都是直接拿过来的，不少破旧水银血压计未采取任何安全措施，不禁让人担心在兑换过程中发生水银泄漏事故。

在此，血压计“以旧换新”活动主办方紧急提醒大家，为了自己和他人的健康安全，兑换前请务必将水银血压计的水银阀门关好，并在血压计外面用塑料袋或其他密封材质包好扎紧，前来兑换的途中也需尽量防止碰撞或摔到它，避免发生水银泄漏。

andon
九安血压计血糖仪

中美合资 天津九安医疗电子股份有限公司

CE0197 FDA 10V

股票代码 九安医疗 002432

血压计升级，九安医疗推出新一代电子血压计！

旧血压计 抵价 50元

健康，少一份担心！

持任意品牌旧的血压计，包括水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置血压计、损坏的血压计，都可到九安专卖店及活动点参加血压计“以旧换新”活动，换购九安医疗推出的新一代电子血压计，还可享受相应的活动补贴。（注：九安半自动电子血压计不参加本次活动）

九安荣誉：欧盟认证、美国FDA、AAMI认证、英国BHS认证、出口欧美

九安血压计特点

- 血压分区提示，一目了然
- 个性化智能加压
- 轻轻一按，大屏幕显示
- 心律不齐显示
- 全自动60次记忆

产品获国际权威机构认证
产品畅销欧美50多个国家
主机使用寿命十年

服务承诺：一年保修，终生维修。外环内，电话预约，免费上门服务

咨询 65375126
65375199
热线 55068791

活动地址

专卖店

周家嘴路店：周家嘴路460号（通州路口）
新村路店：新村路407号（志丹路口）
陆家浜路店：陆家浜路915号（近大兴街）
浦东长清店：长清路12号（近耀华路口）

超市

乐购连锁超市
莘庄乐购店：七莘路895号近疏影路（过桥米线旁边入口处）
莘松乐购店：莘松路855号（肯德基旁）
易初莲花连锁超市（五金部）
杨高北店、杨高南店、上南店、天山路、奉贤店、川沙店、汶水店、新港店

岳阳店、保德店、新镇店
吴中店、浦江店、周家嘴路店

欧尚连锁超市（家电部）

嘉定店：博乐路99号（近塔城路口）
中原店：中原路102号（近民星路）
长阳店：长阳路1750号（近临青路）
闵行店：东川路2092号（近沪闵路）

药店

蔡同德堂（南京路店4层九安专柜）
康乾大药房（殷高西路510号）
上虹华庄店（莘中路98号）
上虹剑川店（吴泾剑川路131号）
好远大药房（万荣路73号近延长路）
富民大药房（上南路1071号近昌里路）
布衣大药房（闻春路店1220号近三泉路）
宝丰曹杨大药房（曹杨路926号近枫桥路）
宝丰共康大药房（长临路800号近共康路）

九龄大药房（德平路748号近羽山路）
芝林大药房（岳州路58号）
七宝开心中大药店（新镇路1048号）
浦东开心中大药店（博兴路352号）
杨浦开心中大药店（松花江路287号）
市民大药房（邯郸路50号）
国大药房东盛店（平凉路1489号）
国大药房七宝店（佳宝一村1-51号）
华源大药房惠源店（包头路785号）