

“以旧换新”抵价金额或下调

“以旧换新”活动后期，旧血压计或不能再抵50元

本月5日，在申城消费者要求继续“以旧换新”的强烈呼吁下，血压计“以旧换新”组织单位将活动延期。活动延期期间，旧血压计一直按照50元的抵价金额参加换新活动，但日前从活动组织单位了解到，活动后期不排除下调旧血压计抵价金额的可能。

据活动负责人介绍，血压计

“以旧换新”活动已在申城开展了2个多月，回收近8000台废旧血压计，庞大的回收量对回收企业的仓储能力提出了严峻挑战。同时人工、运输、水电成本都在增加，50元的抵价金额相当于新血压计平均价格的14%，加上废弃电器电子产品处理基金迟迟没有到位，所有这些因素叠加，在现今废旧血压计回收量逐

日增大的情况下，企业的成本承受能力已快到极限。因此，血压计“以旧换新”活动组织单位不排除在活动后期下调旧血压计的抵价金额，以减少企业日益增长的成本压力。

该负责人表示，活动组织单位将通过减少部分兑换点、严格兑换制度、避免重复兑换等相关措施，来消化成本上升的部分压

力，因此不会立即下调旧血压计的抵价金额，本周前来兑换的市民仍然可以将手中的旧血压计抵价50元，希望存在真实兑换需求的消费者抓紧时间换新。同时提醒广大消费者，出门前务必拨打活动热线，问清楚兑换点的详细地址和乘车路线，以便在最短时间内兑换到新血压计。

咨询热线：400-070-3336

以旧换新进入尾声，兑换点减少至60个

日前从血压计“以旧换新”活动组织单位了解到，随着以旧换新活动进入尾声，为配合以旧换新信息登记系统的数据整理汇总工作，也为了减少企业不断上升的成本压力，部分位置偏僻、交通不便的兑换点开始退出兑换体系，本周申城的兑换点将减少至60个。据活动负责人介绍，虽然以旧换新的兑换点相比之前有所减少，但这60个兑换点主

要集中在交通比较便利、居民比较集中的社区附近，而且也对各兑换点进行了紧急补货。

该活动负责人还呼吁消费者有序排队兑换，兑换执行限量供应原则，即一人仅限换一台。同时提醒计划前来兑换的市民，出门前务必拨打活动热线，问清楚兑换点的详细地址，特别是取消的兑换点，以免跑了冤枉路。

咨询热线：400-070-3336



严防兑换过程中的水银泄露

据各兑换点提交的数据显示，上周前来“以旧换新”的旧血压计仍以水银居多，说明广大消费者已经意识到水银血压计的危害。但另一方面，这其中也存在着安全隐患。据工作人员介绍，部分水银血压计用户前来兑换新血压计时，对破旧水银血压计没有采取任何安全措施，不禁让人担心在兑换过程中发生水银泄露事故。

在此，“以旧换新”活动组织单位紧急提醒计划前来兑换的消费者，为了自己和他人的安全健康，请务必将水银血压计的水银阀门关好，并在血压计外面用塑料袋或其他密封材质包好扎紧，前来兑换的途中也尽量防止碰撞或摔倒血压计，避免水银外泄。

消除汞污染 迎接“零水银”时代

水银是重金属汞的别称，汞有毒，且挥发性强，易被墙壁和衣物等吸附，对人体存在潜在危险。而重金属汞的生产和使用，也造成了一些汞污染问题，成为重大的环境问题。

目前，不少国家和地区已充分意识到水银监测产品的弊端。在美国，2002年9月，参议院一致通过了禁止使用汞柱体温计的立法。如今，美国28个州已经禁止或限制使用水银温度计的销售，替代之以更安全的电子产品，美国大多数零售渠道也拒绝销售此类含汞产品。欧洲议会也通过立法，禁止欧盟各国使用水银测量仪器，以减少有毒水银的流通。在我国，医用产品虽然还未明确提出禁用汞，但相关部门已经开会讨论，并在部分大医院试点使用更为安全的电子产品，如使用电子血压计代替水银血压计，进入2015年以后，我国医用产品或将进入“零水银”时代。

旧血压计到底换还是不换？

随着电子血压计“以旧换新”顺利展开，很多人家里的旧血压计犯了愁，到底换还是不换呢？

水银血压计必须换

受传统使用习惯的影响，人们的脑海里形成了思维定势：量血压就要用水银血压计。然而事实上，随着电子血压计逐渐走进家庭，水银血压计的各种弊端开始凸显出来：

第一、操作复杂。

水银血压计既需要敏锐的听力来捕捉血压变动，还需要不断加压满足测量需要，且受噪音的影响较大。这对于很多老年人，特别是在不具

备专业知识的情况下，是非常不方便的，往往是听了看不了，看了听不了，而电子血压计方便小巧，加压系统全自动控制，简单操作，随时随地就能测量，让家庭自测血压变得轻松简便。

第二、校准难。

由于水银具有挥发性，导致测压不准，而根据失准的血压指标用药，会造成患者血压不但得不到有效控制，甚至还会引发并发症，因此水银血压计要求一年就得进行一次校准，但是目前国内很少有专业的水银血压计的校准单位，一些专业的校准单位也是不向普通公众开放，所以家用血压计很难做到及时校准，准确度大打折扣。

第三、水银危害大。

大家都知道水银血压计用的是水银，也就是重金属汞，水银不但通过挥发进入人体，同时如果操作不当造成玻璃管体破裂、水银外泄，泄露出来的水银也会通过食物摄入、皮肤接触等方式进入人体，进入人体后的水银很容易被吸收，不易降解，排泄很慢，特别是容易在脑中积累，毒性很大。

根据以上三点分析，如果家中有水银血压计，无论好坏新旧，为了自身和家人的健康，进行“以旧换新”是正确的，而且很划算。

电子血压计分别对待

电子血压计不存在以上水银血压计的问题，更换的理由主要有两点：其一、电子类产品的寿

命一般为7-8年，所以如果电子血压计用了好多年了，就已经到了使用寿命了，此时参加以旧换新活动，还能抵50元，是非常合适的。其二、此次以旧换新活动，九安医疗推出了新一代电子血压计，性价比更高，实用、价格也不贵，可以满足消费者半自动换全自动、功能单一换功能强大等个性化需求，也很划算。





世界著名
光头裁判
科里纳

CE0197 FDA TÜV

中美合资 天津九安医疗电子股份有限公司 股票代码 002432

血压计升级，九安医疗推出新一代电子血压计！

旧血压计 抵价50元

健康，少一份担心！

持任意品牌旧的血压计，包括水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置血压计、损坏的血压计，都可到九安专卖店及活动点参加血压计“以旧换新”活动，换购九安医疗推出的新一代电子血压计。（注：九安半自动电子血压计不参加本次活动）

九安荣誉：欧盟认证、美国FDA、AAMI认证、英国BHS认证、出口欧美

周家嘴路店 周家嘴路460号 (通州路口) 新村路店 新村路407号 (志丹路口) 陆家浜路店 陆家浜路915号 (近大兴街) 浦东长清店 长清路12号 (近耀华路口) 浦东南路店 浦东南路1830号 (近浦电路)	乐购连锁超市 莘庄乐购店：七莘路695号近疏影路 (过桥米线旁入口口处) 莘松乐购店：莘松路855号近青春路 (肯德基旁) 欧尚连锁超市(家电部) 中原店：中原路102号(近民星路) 嘉定店：博乐路99号(近塔城路口) 闵行店：东川路2092号(近沪闵路)	卜峰莲花连锁超市(五金部) 杨高北店、杨高中店、杨高南店、 汶水店、新港店、岳阳店、文诚店、 保德店、新镇店、吴中店、船厂店、 天山店、浦江店、周家嘴路店 药店 杨浦益丰大药房(松花江路287号) 七宝益丰大药房(新镇路1048号)	浦东开心人大药房(博兴路352号) 康乾大药房(殷高西路510号) 芝林大药房(岳州路58号) 富民大药房(上南路1071号近昌里路) 布衣大药房(闻喜路1220号近三泉路) 好运大药房(万荣路73号近延长路) 蔡同德堂(南京路店3层九安专柜) 宝丰曹杨大药房(曹杨路926号近枫桥路) 宝丰共康大药房(长临路800号近共康路) 市民大药房(邯郸路50号) 华源大药房惠源店(包头路785号)	国大药房东盛店(平凉路1489号) 国大药房七宝店(佳宝一村1-51号) 国大药房靖平南路店(靖平南路10号) 普陀益丰大药房(常德路1261号) 上虹大药房连锁(华中路/剑川路/申 北路/颀建路/陈行公路) 华氏大药房连锁(颀盛路/芝川路/武 宁路/延长西路/古猗园路) 康复之家连锁(龙潭路/苗圃路/长江 西路/海宁路/平江路/仙霞路/新村路 /芷江中路/政民路/包头路)
--	--	---	--	--

咨询热线：400-070-3336