

“以旧换新” 明起每人限换1台

市民家中血压计 无论水银电子、好坏新旧 最高可抵价100元

昨日，申城血压计“以旧换新”活动组织单位出台新规，要求每个前来兑换的消费者名下只能换购1台旧血压计。活动组织者称出台这一规定，一方面是针对“黄牛”投巧牟利，另一方面是基于换购的数量巨大，每个兑换点到达兑换上限后，仍然有很多消费者没能及时以旧换新。

据活动负责人介绍，连日来各兑换点的换购人数骤增，部分兑换点新血压计出现短缺，很多消费者没能换新成功。新规定的出台，将确保“以旧

换新”惠民活动能够惠及更多的高血压市民。

该负责人指出，虽然出台了限换规定，但是活动标准不变：市民家中旧的血压计，无论水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置及损坏的血压计，都可到活动指定地点参加换新活动，最高可享受100元的优惠补贴。同时提醒市民朋友，参加活动前务必拨打活动热线，咨询活动具体细则、兑换点的准确地址和乘车路线等相关信息后再前往。

咨询热线：400-070-3336



您家的旧血压计该换了！

血压计“以旧换新”活动已在申城全面展开，如果您家里有旧血压计，那么该给它们升级换代了。

水银血压计必须换

第一、操作复杂。操作需具备专业知识，还需要同时听和看，很多老年人很难做到这一点。

第二、校准难。水银血压计要求每半年校准一次，目前国内很少有专业的水银血压计的校准单位，水银血压计得不到校准，准确度大打折扣。

第三、水银有毒。水银属于重金属，且具有挥发性，被人体吸收后，不易降解，排泄很慢，容易在脑中积累，毒性很大。

电子血压计分别对待

电子血压计更换的理由有两点：其一、电子类产品使用寿命一般为7-8年，如果家里的电子血压计用了好多年，说明已经到了使用寿命，此时参加活动，还可享受优惠，是非常合适的。其二、半自动换全自动、功能单一换功能强大等个性化需求，也很划算。

九安医疗携手新世界城推出以旧换新专场活动

本月底，九安医疗将携手南京路新世界城举行“让家人更健康”——血压计以旧换新专场活动。届时，市民携旧血压计参加换新活动后，可凭本人身份证获赠绿色盆栽一份，限量300份，赠完为止。时间：12月31日14点至21点 地点：南京西路2号新世界正门口

血压计“以旧换新”活动解读 ——关注血压健康，助力环保事业

本月13日，血压计“以旧换新”活动正式登陆申城。从活动十多天的反馈来看，参与度非常高，消费者也很认同。而对这一活动的详细解读，有助于消费者了解活动，同时更好地参与活动。

血压计老旧 殃及血压达标

多年来，我国卫生部门倡导家庭自测血压，水银柱式血压计和老式电子血压计开始走入百姓家庭，在家自测血压成为众多高血压患者每日的必做功课。要想获得健康血压，一方面离不开自测血压良好习惯的培养，另一方面离不开可靠的血压监测产品。但是很多高血压患者家里的血压监测产品，大部分还是上世纪九十年代的水银血压计或老式的电子血压计，这些血压计由于年代久远，面临着老化、超龄服役、测量不准等问题，严重影响患者

对自我血压的监测和控制。

消除水银污染 助力环保事业

在所有含汞医疗设备中，水银血压计是含汞量最大的一种（80-100克/只）。如果水银血压计操作不慎，或者玻璃管老化，就会造成水银泄漏。泄漏的水银常温下即能蒸发到空气中，且可以在空气中长时间停留。水银蒸气具有很大的毒性，通过人的呼吸道可进入神经系统，使人中毒。如果疏于管理，泄漏的水银还会通过各种形式流入环境，造成当地甚至更大区域危害。正因为如此，WHO环境规划署呼吁各国加速采取行动，通过一个有关控制重金属水银的国际公约，力争在2020年以前逐渐消除在产品生产过程中使用水银。

此次以旧换新活动，活动组织单位对市民家中的旧血压计，特别是水银血压计，进行以旧换

新，保证市民拥有一个良好的血压监测环境，免受水银侵害，也为环保事业尽己所能。

以旧换新 彰显企业社会责任

“以旧换新”活动，是回应推行血压计“以旧换新”的社会呼声，支持国家的环保公益事业，在相关部门及行业机构的倡议和

大力支持下做出的。作为一家具有高度社会责任感的企业，九安医疗希望通过此次活动，对市民家里的水银血压计和旧的电子血压计以旧换新，促进低收入家庭尽快放弃使用水银血压计和老式的不准的血压计，提高此类人群血压健康水平，让更多家庭拥有高品质的医疗保健服务，为中国的血压健康事业加一把力。

水银外泄 危害人体健康

水银如果泄漏，掉在地上会形成许多水银珠，很快就会挥发到空气中，水银蒸气有很大的毒性，通过人的呼吸道可进入神经系统，使人中毒。如果不小心碰到皮肤上也能进入人体，危害人体的健康。水银中毒的临床表现为：全身症状为头痛、头昏、乏力、发热。口腔及消化道症状表现为牙龈

红肿酸痛、牙齿松动，口腔有臭味，并有恶心、呕吐、腹泻。少数患者可有肾损害，个别严重者可有咳嗽、胸痛、绀紫等急性间质性肺炎的表现。



世界著名
光头裁判
科里纳 *Roberto Carlos*

CE0197 FDA 美国FDA认证 美国FDA认证

旧血压计 抵价 100元

天津九安医疗电子股份有限公司 股票代码 002432

andon
九安血压计血糖仪

活动地址

专卖店

周家嘴路店 周家嘴路460号 (通州路口)
新村路店 新村路407号 (志丹路口)
陆家浜路店 陆家浜路915号 (近大兴街)
浦东长清路店 长清路12号 (近耀华路口)
浦东南路店 浦东南路1630号 (近浦电路)

乐购连锁超市
莘庄店：七莘路695号近疏影路
莘松店：莘松路855号(肯德基旁)
卢湾店：肇嘉浜路128号卢湾体育馆

欧尚连锁超市 (家电部)
嘉定店：博乐路99号 (近塔城路口)
中原店：中原路102号 (近民星路)
长阳店：长阳路1750号 (近临青路)
闵行店：东川路2092号 (近沪闵路)

卜峰莲花连锁超市 (五金部)
杨高北店、杨高南店、杨高南店、曹安店、上南店、奉贤店、川沙店、新港店、岳阳店、文城店、保德店、新镇店、吴中店、天山店、浦江店、周家嘴路店

药店
杨浦益丰大药房 (松花江路287号)
七宝益丰大药房 (新镇路1048号)

九安电子血压计特点

- 个性化智能加压
- 独有的心律不齐检测功能
- 带有时间的60次记忆功能
- 大屏幕血压分区提示，一目了然

持任意品牌旧的血压计，包括水银血压计、老式的电子血压计、测量不准的闲置血压计、损坏的血压计，到活动指定地点换九安指定型号全自动血压计，可抵100元，非指定型号抵价50元。(注：九安半自动电子血压计不参加本次活动)

九安荣誉：欧盟认证、美国FDA认证、英国BHS认证、出口欧美

浦东开心人大药房 (博兴路352号)
康乾大药房 (殷高西路510号)
芝林大药房 (岳州路58号)
富民大药房 (上南路1071号近昌里路)
布衣大药房 (闻喜路1220号近三泉路)
好运大药房 (万荣路73号近延长路)
蔡同德堂 (南京路店3层九安专柜)
宝丰曹杨大药房 (曹杨路926号近枫桥路)
宝丰共康大药房 (长临路800号近共康路)
民心大药房 (牡丹江路1188号近双城路)

市民大药房 (邯郸路50号)
华源大药房惠源店 (包头路785号)
国大药房东盛店 (平凉路1489号)
国大药房七宝店 (佳宝一村 1-51号)
上虹莘庄店 (莘中路98号)
上虹剑川店 (吴泾剑川路131号)
康复之家连锁 (龙漕路/苗圃路/长江西路/海宁路/平江路/仙霞路/新村路/芷江中路/政民路)

咨询热线：
400-070-3336

津医械广审(文)第2012100073号 津食药监械(准)2011第2200001号(更) 禁忌内容或注意事项详见说明书。请仔细阅读 产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。